


Anticuerpo Policlonal Anti-Pmvk Para Wb - Q15126

Número de artículo: CM0013370



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PMVK humano (quinasa de fosfomevalonato), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Reactivo clave para la investigación de la vía del mevalonato y la biosíntesis del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PMVK
Observaciones/Alias	PMK; PMKA; PMKASE; POROK1; HUMPMKI; PMVK
Especie	Humano
GeneID (humano)	10654
GeneID	10654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-192 de la PMVK humana (NP_006547.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15126
Peso molecular	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo