

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pnkd Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N490

Número de artículo: CM0029389

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PNKD humano, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige a una probable tioesterasa involucrada en desintoxicación, biología muscular y trastornos del movimiento. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PNKD Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	R1; MR1; PDC; DYT8; FPD1; MR-1; BRP17; MR-1S; PKND1; PNKD1; FKSG19; TAHCCP2; KIPP1184; PNKD
Especie	Humano
ID del Gen	25953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de PNKD humano (NP_056303.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N490
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo