


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pnkp Para Wb, Elisa - Q96T60

Número de artículo: CM0006549



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PNKP validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína de reparación del ADN PNKP, ideal para estudios de las vías BER y NHEJ.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PNKP
Observaciones/Alias	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Especie	Humano
GeneID (humano)	11284
GeneID	11284
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de PNKP humano (NP_009185.2).)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96T60
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo