


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pnkp Para Wb - Q96T60

Número de artículo: CM0028500



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo contra PNKP validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce PNKP de humano, ratón y rata, una quinasa/fosfatasa bifuncional esencial para la reparación del ADN. Ideal para estudios de reparación de daños en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PNKP Rabbit pAb
Notas/Alias	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11284
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-320 de la PNKP humana (NP_009185.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96T60
Peso de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo