

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pnlip Para Wb, If-P, Elisa - P16233

Número de artículo: CM0030680



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la lipasa pancreática humana (PNLIP), validado para WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo lipídico y función pancreática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PNLIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5406
GeneID	5406
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 166-465 de PNLIP humano (NP_000927.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16233
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo