

Anticuerpo Policlonal Anti-Pnlip De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16233

Número de artículo: CM0026654



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la lipasa pancreática humana (PNLIP). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la digestión de grasas y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-PNLIP
Observaciones/Alias	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5406
ID del Gen	5406
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 166-465 de PNLIP humano (NP_000927.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16233
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo