

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pnliprp1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54315

Número de artículo: CM0020210



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína relacionada con lipasa pancreática inactiva 1 humana (PNLIPRP1/PLRP1), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, ideal para investigación pancreática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PNLIPRP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PLRP1; PNLIPRP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5407
GeneID	5407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 298-467 de PNLIPRP1 humano (NP_006220.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54315
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo