


Anticuerpo Policlonal Anti-Pnliprp2 Para Wb, If-P, Elisa - P54317

Número de artículo: CM0015553



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PNLIPRP2/PLRP2 humano. Validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo lipídico, digestión pancreática y neuronales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PNLIPRP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PLRP2; PNLIPRP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5408
ID del Gen	5408
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-470 de PNLIPRP2 humano (NP_005387.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P54317
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo