


Anticuerpo Policlonal Anti-Pnma2 Para Wb Y Elisa - Q9UI42

Número de artículo: CM0031047



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PNMA2 humano (antígeno Ma2 paraneoplásico), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación en neurooncología y síndromes paraneoplásicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PNMA2 pAb de Conejo
Alias/Observaciones	MA2; MM2; RGAG2; PNMA2
Especie	Humano
ID de Gen	10687
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de PNMA2 humano (NP_009188.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
Acceso SWISS	Q9UL42
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo