


Anticuerpo Policlonal Anti-Pno1 Para Wb, Elisa - Q9Nrx1

Número de artículo: CM0022410



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana PNO1, una proteína de unión a ARN nucleolar involucrada en la biogénesis del ribosoma. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA con reactividad cruzada en muestras humanas y de rata. Ideal para investigación ribosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PNO1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RRP20; KHRBP1; PNO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-252 de PNO1 humano (NP_064528.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NRX1
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo