

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pnpo Para Wb - Q9Nvs9

Número de artículo: CM0020035



Introducción

Este anticuerpo PNPO está validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Úselo para investigaciones sobre el metabolismo de la vitamina B6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PNPO Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDXPO; HEL-S-302; PNPO
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55163
GeneID	55163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 del PNPO humano (NP_060599.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NVS9
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo