

Anticuerpo Policlonal Anti-Poc1A Para Wb, Elisa - Q8Nbt0

Número de artículo: CM0029499

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-POC1A para WB y ELISA; reacción cruzada con humano, ratón y rata. Dirige contra la proteína centriolar POC1A implicada en el ensamblaje de centriolos y la ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POC1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIX2; SOFT; WDR51A; POC1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25886
GeneID	25886
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 138-407 de la POC1A humana (NP_056241.3))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NBT0
Peso Molecular	45kDa
Envío	Bolsa de hielo