

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Podoplanina Para Wb Y Elisa - Q86YI7

Número de artículo: CM0005206



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-podoplanina (UniProt Q86YL7) para WB y ELISA. Detecta la podoplanina de humano, ratón y rata. Es útil para estudios de cáncer, migración celular y adhesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-podoplanina
Observaciones/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanina
Especie	Humano
GeneID (humano)	10630
GeneID	10630
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 63-162 de la podoplanina humana (Q86YL7).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86YL7
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo