

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Podoplanina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q62011

Número de artículo: CM0011384



Introducción

Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA, este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la podoplanina de ratón (Gp38/T1alpha). Ideal para estudios sobre el desarrollo linfático, la metástasis del cáncer y la migración celular. Específico para ratón, ~18 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-podoplanina
Observaciones/Sinónimos	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Especie	Ratón
GeneID (humano)	10630
GeneID	14726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-133 de la podoplanina de ratón (NP_034359.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q62011
Peso molecular de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo