

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Podoplanina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Número de artículo: CM0021869



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Podoplanina (Aggrus/Gp36) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la migración celular, el desarrollo linfático y la biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Podoplanina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanina
Especie	Humano
GeneID (humano)	10630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-199 de la Podoplanina humana (NP_006465.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo