

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Podoplanina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Número de artículo: CM0013473



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la podoplanina humana (PDPN, Aggrus, GP36), validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Para investigación sobre migración tumoral, tejido linfático y plaquetas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Podoplanina Rabbit pAb
Notas / Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanina
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10630
ID de gen	10630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-131 de la podoplanina humana (NP_006465.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86YL7
Peso molecular de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo