

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Podxl Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00592

Número de artículo: CM0009218

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PODXL humano, validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Adecuado para el estudio de la adhesión celular, la biología de los podocitos y la progresión del cáncer. Presenta reactividad cruzada con la proteína humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PODXL mAb de conejo
Observaciones/sinónimos	PC; PDX; PCLP; Gp200; gp135; PCLP-1; PODXL1; PODXL
Especie	Humana
GeneID (humano)	5420
GeneID	5420
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-479 de PODXL humano (O00592).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O00592
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo