


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pof1B Para Wb, Elisa - Q8Wvv4

Número de artículo: CM0023251



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo POF1B validado para WB y ELISA, reactivo a humano y rata. Adecuado para la investigación sobre la organización de monocapas epiteliales y el desarrollo ovárico. SWISS: Q8WVV4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POF1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	POF; POF2B; POF1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79983
GeneID	79983
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-560 del POF1B humano (NP_079197.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8WVV4
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo