

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pofut2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2G5

Número de artículo: CM0017757



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra POFUT2 humano (FUT13), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la O-fucosilación de proteínas que contienen TSR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POFUT2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FUT13; C21orf80; POFUT2
Especie	Humano
ID de Gen	23275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-370 de POFUT2 humano (NP_056042.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2G5
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo