

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Poglut1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbl1

Número de artículo: CM0022848



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a POGLUT1 (Rumi, CLP46) humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización Notch, glicosilación y desarrollo muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	POGLUT1 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	Rumi; CLP46; MDSRP; C3orf9; KTELCL1; LGMD2Z; MDS010; hCLP46; KDELCL1; LGMDR21; POGLUT1
Especie	Humano
ID del Gen	56983
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-280 de POGLUT1 humano (NP_689518.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8NBL1
Peso de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo