

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Pold1 Para Wb, Elisa - P28340

Número de artículo: CM0009732



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la subunidad catalítica de la polimerasa delta del ADN humano (POLD1), validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | POLD1 Rabbit mAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | CDC2; MDPL; POLD; CRCS10; POLD1                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 5424                                                                                                                                 |
| GeneID              | 5424                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1000-1107 de POLD1 humano (P28340). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P28340                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 124kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |