


Anticuerpo Policlonal Anti-Pold2 Para Wb - P49005

Número de artículo: CM0030808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-POLD2 validado para WB y ELISA, que detecta POLD2 humano (subunidad 2 de la ADN polimerasa delta) con reactividad cruzada a ratón y rata; ampliamente utilizado en investigación de replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	POLD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5425
GeneID	5425
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-360 del POLD2 humano (NP_006221.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49005
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo