

Anticuerpo Policlonal Anti-Pold3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15054

Número de artículo: CM0026845



Introducción

POLD3 Rabbit pAb, un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad 3 de la ADN polimerasa delta para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; apto para muestras humanas y de ratón. Uso en investigación sobre replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P66; P68; PPP1R128; POLD3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10714
GenelD	10714
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 197-466 de la POLD3 humana (NP_006582.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15054
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo