


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Poldip2 Para Wb Y Elisa - Q9Y2S7

Número de artículo: CM0015476



Introducción

Este anticuerpo policlonal se produce en conejo contra POLDIP2 humano y ha sido validado para WB y ELISA. Reconoce la proteína de 42 kDa y presenta reactividad cruzada con los ortólogos de ratón y rata, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para estudios de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLDIP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p38; POLD4; PDIP38; POLDIP2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	26073
ID del gen	26073
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de POLDIP2 humano (NP_056399.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y2S7
Peso molecular	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo