

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pole2 Para Wb Y Elisa - P56282

Número de artículo: CM0017443



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-POLE2 validado para Western blot y ELISA; reacciona con humano y ratón. Subunidad 2 de la ADN polimerasa epsilon implicada en la replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLE2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DPE2; POLE2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5427
GenelD	5427
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P56282
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo