

Anticuerpo Policlonal Anti-Pole4 Para Wb, Elisa - Q9Nr33

Número de artículo: CM0026901

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la POLE4 humana (p12), una subunidad accesoria de la ADN polimerasa épsilon. Validado en WB y ELISA, ideal para investigación en replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLE4 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	p12; YHHQ1; POLE4
Especie	Humano
ID del Gen	56655
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-117 de la POLE4 humana (NP_063949.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR33
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo