

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pole4 Para Wb Y Elisa - Q9Nr33

Número de artículo: CM0023859

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la POLE4 humana, una subunidad de la ADN polimerasa épsilon implicada en la replicación y reparación del ADN. Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo POLE4
Observaciones/Alias	POLE4; YHHQ1; p12; subunidad 4 de la ADN polimerasa épsilon
Especie	Humano
ID del Gen	56655
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la POLE4 humana (NP_063949.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NR33
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo