

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polg2 - Q9Uhn1

Número de artículo: CM0027994



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-POLG2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Específico para POLG2 humano, de ratón y rata (Q9UHN1), subunidad accesoria de la ADN polimerasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HP55; POLB; PEOA4; POLGB; MTPOLB; MTDPS16; MTDPS16A; MTDPS16B; POLG-BETA; POLG2
Especie	Humano
GeneID (humano)	11232
GeneID	11232
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-485 de la POLG2 humana (NP_009146.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHN1
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo