


Anticuerpo Policlonal Anti-POLL De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Ugp5

Número de artículo: CM0030455



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ADN polimerasa lambda humana (POLL), validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en vías de reparación del ADN, incluyendo reparación por escisión de bases y unión de extremos no homólogos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLL Conejo pAb
Observaciones/Alias	BETAN; POLKAPPA; POLL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27343
GeneID	27343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 421-575 de POLL humano (NP_037406.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UGP5
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo