


Anticuerpo Policlonal Anti-Polr1B Para Wb, Elisa - Q9H9Y6

Número de artículo: CM0018514



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra POLR1B (RPA135), una subunidad central de la ARN polimerasa I. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de transcripción nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLR1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A135; RPA2; TCS4; RPA135; Rpo1-2; POLR1B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	84172
ID del gen	84172
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 670-900 de POLR1B humano (NP_061887.2).
Origen	Especie de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9H9Y6
Peso de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo