


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polr1C Para Wb Y Elisa - O15160

Número de artículo: CM0014088



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra POLR1C humano (RPAC1), validado para Western blot y ELISA. Esencial para el estudio de la transcripción de las ARN polimerasas I/III, la función nucleolar y las vías relacionadas con la leucodistrofia. - O15160

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | POLR1C pAb de conejo                                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | AC40; RPA5; TCS3; HLD11; RPA39; RPA40; RPAC1; RPC40; POLR1C                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 9533                                                                                                                                                      |
| GeneID              | 9533                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de POLR1C humano (NP_976035.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                                    |
| SWISS               | O15160                                                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 39 kDa                                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |