


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polr1E Para Wb, Ip, Elisa - Q9Gzs1

Número de artículo: CM0013738



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra POLR1E (PAF53/RPA49), una subunidad Pol I vital para la transcripción de rRNA. Validado en WB, IP, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del nucléolo y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLR1E pAb de Conejo
Observaciones/Alias	A49; PAF53; PRAFI; RPA49; POLR1E
Especie	Humano
GenelD (Humano)	64425
GenelD	64425
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-419 del POLR1E humano (NP_071935.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZS1
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo