


Anti-Polr2A (Extremo N-Terminal) Mab De Conejo Para Wb, Ip, Chip, Elisa - P24928

Número de artículo: CM0002675



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-POLR2A (extremo N-terminal) de alta calidad validado para WB, IP, ChIP y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre la transcripción de la ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLR2A (extremo N-terminal) mAb de conejo
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplIL5; hsRPB1; hRPB220; POLR2A (extremo N-terminal)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5430
GeneID	5430
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 550-650 de la POLR2A humana NP_000928.1
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24928
Peso de la proteína	217 kDa
Envío	Bolsa de hielo