


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polr2A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P24928

Número de artículo: CM0024670



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra POLR2A humana (RPB1), la subunidad catalítica de la ARN polimerasa II. Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación de mecanismos de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLR2A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplLS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5430
GeneID	5430
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de POLR2A humana (NP_000928.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24928
Peso Proteico	217kDa
Envío	Bolsa de hielo