


Anticuerpo Policlonal Anti-Polr2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30876

Número de artículo: CM0030289



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-POLR2B validado para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Reconoce POLR2B humano, de ratón y de rata (134kDa). Inmunógeno recombinante (aa 1-260). Esencial para la investigación de la transcripción de la ARN polimerasa II y la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	POLR2B Conejo pAb
Observaciones/Alias	RPB2, POL2RB, hRPB140, POLR2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	5431
GeneID	5431
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de POLR2B humano (NP_000929.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30876
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo