

Anticuerpo Policlonal Anti-Polr2D Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O15514

Número de artículo: CM0020060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra POLR2D humano, una subunidad central de la ARN polimerasa II. Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigaciones sobre la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo POLR2D
Observaciones/alias	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
Especie	Humano
ID del gen	5433
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de POLR2D humano (NP_004796.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O15514
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo