

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Polr2D Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15514

Número de artículo: CM0007287



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra POLR2D humano (RPB4), validado para WB, IHC-P, ELISA. Herramienta excelente para estudiar la maquinaria de transcripción de la ARN polimerasa II. Producto solo para uso en investigación de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLR2D Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RPB4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5433
GeneID	5433
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 del POLR2D humano (NP_004796.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15514
Peso Proteico	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo