


Anticuerpo Policlonal Anti-Polr2F Para Wb, Elisa - P61218

Número de artículo: CM0026636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra POLR2F (RPABC2), una subunidad común de las ARN polimerasas I, II y III. Validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas y de rata. Ideal para estudios de mecanismos de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLR2F Rabbit pAb
Notas / Alias	RPB6; POLRF; RPC15; RPABC2; RPB14.4; HRBP14.4; RPABC14.4; POLR2F
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5435
GeneID	5435
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-127 de la POLR2F humana (NP_068809.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P61218
Peso Molecular	14kDa
Envío	Bolsa de hielo