

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polr2G Para Wb, Elisa - P62487

Número de artículo: CM0027110



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad RPB7 de la ARN polimerasa II humana (POLR2G). Validado para Western blot (WB) y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de transcripción y ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLR2G Rabbit pAb
Notas/Alias	RPB7; RPB19; hRPB19; hsRPB7; POLR2G
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5436
ID del gen	5436
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de la POLR2G humana (NP_002687.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62487
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo