


Anticuerpo Policlonal Anti-Polr2H Para Wb, Ip, Elisa - P52434

Número de artículo: CM0026295



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a POLR2H (RPB8/RPABC3), validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de ARN polimerasa y estudios de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb de Conejo POLR2H
Observaciones/Alias	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Especie	Humano
ID del Gen	5437
Immunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de POLR2H humano (NP_006223.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52434
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo