


Anticuerpo Policlonal Anti-Polr2H Para Wb, Ip, Elisa - P52434

Número de artículo: CM0015474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad RPABC3 de las ARN polimerasas I, II y III dirigidas por ADN (POLR2H). Adecuado para Western Blot, inmunoprecipitación y ELISA en muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLR2H Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Especie	Humano
GeneID (humano)	5437
GeneID	5437
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de POLR2H humano (NP_006223.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P52434
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo