


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polr2j Para Wb, If/Icc, Elisa - P52435

Número de artículo: CM0023481



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra POLR2J humano (RPB11-a), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adecuado para estudios de transcripción de la ARN polimerasa II. Reacciona de forma cruzada con ratón; localización nuclear y expresión ubicua con niveles altos en corazón y músculo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLR2J pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RPB11; RPB11A; RPB11m; hRPB14; POLR2J1; POLR2J
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5439
GeneID	5439
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-117 de POLR2J humano (NP_006225.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P52435
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo