


## Anticuerpo Policlonal Anti-Polr2L Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Número de artículo: CM0023763



### Introducción

pAb de conejo contra POLR2L, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón y Rata. Se dirige a la subunidad RPABC5 de la ARN polimerasa; ideal para estudios de transcripción y cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de conejo contra POLR2L                                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta; POLR2L                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                    |
| ID del Gen (Humano) | 5441                                                                                                                                                      |
| ID del Gen          | 5441                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-67 de la POLR2L humana (NP_066951.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                       |
| SWISS               | P62875                                                                                                                                                    |
| Peso de la Proteína | 8kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |