

Anticuerpo Policlonal Anti-Polr3C Para Wb, Elisa - Q9Bui4

Número de artículo: CM0017430



Introducción

pAb de conejo anti-POLR3C validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la subunidad RPC3 (RPC62) de la ARN polimerasa III, un sensor de ADN y componente de transcripción. Ideal para investigación de inmunidad innata y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLR3C pAb de conejo
Observaciones/Alias	C82; RPC3; RPC62; POLR3C
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10623
ID de gen	10623
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 del POLR3C humano (NP_006459.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BUI4
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo