


Anticuerpo Policlonal Anti-Polr3F Para Wb Y Elisa - Q9H1D9

Número de artículo: CM0017944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra POLR3F humano (RPC6, RPC39), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 36 kDa, adecuado para investigación de la ARN polimerasa III y estudios de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo POLR3F
Observaciones/Alias	C34; RPC6; RPC39; IMD101; POLR3F
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10621
GeneID	10621
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de POLR3F humano (NP_006457.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H1D9
Peso Proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo