


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polr3K Para Wb, Elisa - Q9Y2Y1

Número de artículo: CM0028030



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra POLR3K humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta una subunidad clave de la ARN polimerasa III involucrada en la fidelidad de la transcripción y la detección inmune innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLR3K Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
Especie	Humano
ID del Gen	51728
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-108 de POLR3K humano (NP_057394.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2Y1
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo