

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polrmt Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O00411

Número de artículo: CM0022769



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-POLRMT validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con la ARN polimerasa mitocondrial humana y de rata, permitiendo estudios de transcripción y replicación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLRMT Conejo pAb
Observaciones/Alias	APOLMT; MTRNAP; MTRPOL; COXPD55; h-mtRPOL; POLRMT
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	5442
ID del Gen	5442
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-230 de POLRMT humano (NP_005026.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O00411
Peso Molecular de la Proteína	139kDa
Envío	Bolsa de hielo