

Anticuerpo Policloonal Anti-Pomc Para Wb, If/Icc, Elisa - P01189

Número de artículo: CM0027594



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-POMC validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Dirigido a la pro-opiomelanocortina, un precursor de las hormonas pituitarias implicado en el balance energético y la respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POMC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LPH; MSH; NPP; POC; ACTH; CLIP; OBAIRH; POMC
Especie	Humana
ID del Gen	5443
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la POMC humana (NP_000930.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P01189
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo