


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pomgnt1 Para Wb, Elisa - Q8Wza1

Número de artículo: CM0030238



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra POMGNT1 humano (GnT I.2), validado para western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de glicosilación O-manosídica y estudios de distroglicanopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POMGNT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MEB; RP76; GNTI.2; LGMD20; GnT I.2; LGMDR15; MGAT1.2; gnT-I.2; POMGNT1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55624
ID del Gen	55624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 411-660 de POMGNT1 humano (NP_060209.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WZA1
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo