

Anticuerpo Policlonal Anti-Pomk Para Wb, Elisa - Q9H5K3

Número de artículo: CM0017507

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína O-manosa quinasa (POMK), validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata para investigación en distroglicanopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POMK Conejo pAb
Observaciones/Alias	SGK196; MDDGA12; MDDGC12; POMK
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	84197
ID del Gen	84197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de POMK humano (NP_115613.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H5K3
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo